

# 指静脈認証式麻酔薬保管庫(イントラネットタイプ)

- ・重要な扉毎の開閉履歴がパソコンで確認できます！
- ・各扉別に利用者の設定が可能！
- ・指静脈認証により登録者以外の不正利用を防止！




※表扉がシャッタータイプのももあります。

## 麻酔薬保管庫の 各種機能


- 7インチ液晶画面と音声ガイダンスで簡単操作
- ID番号と指静脈認証で扉を解錠
- 誰がいつどの扉を開けて閉めたかを履歴収集(データは365日分)
- 扉を開けっ放しにすると閉めるまで警報が鳴り履歴にも記録
- 管理者10名、一般利用者350名の登録が可能
- 非常時(停電時)の非常解錠機能付き

1台からの特注寸法及び仕様承ります


### 分かりやすい操作パネル



MH-02 (扉式)  
オープン価格(受注生産)  
外寸 W750×D600×H1650



MH-03 (シャッター式)  
オープン価格(受注生産)  
外寸 W750×D600×H1600



MH-04 (扉なし)  
オープン価格(受注生産)  
外寸 W600×D644×H1280

※別途管理用パソコンが必要になります。

# 指静脈認証式麻酔薬保管庫液晶画面操作例




通常時






画面をタッチすると



管理操作画面



静脈認証に3回失敗した時の画面




## 設置例




## 管理用パソコンでの各種画面


保管庫の状態を表示



個別ボックスの履歴取得例



利用者履歴一覧



利用者の一覧を指静脈の登録の有無とともに表示します。

個別ボックスごとに、開閉を記録。無理にこじ開けようとした場合も記録されます。

製造元